

## Fotoliu rulant cu antrenare manuala tip RX909 Componenta, utilizare



1. manere pentru manevrarea fotoliului de catre insotitor
2. spatarul fotoliului, tapiterie lavabila, textura sintetica
3. suport detasabil pentru sprijin brate, suportul se ridica pe fiecare parte, lasand laterala libera pentru a usura transferul pe si de pe fotoliul rulant; cu ambele laterale eliminate puteti sta la masa intrand cu picioarele sub aceasta
4. sezutul fotoliului, tapiterie lavabila, in cazuri de murdarie se poate detasa si spala separat
5. clapa pentru deblocarea / blocarea suportului de sprijin al bratelor
6. cerc aplicat pe roata spate pentru deplasarea pacientului prin antrenare utilizand forta bratelor
7. frane fotoliu, pe fiecare roata, se actioneaza simultan, nu se face nici-un transfer pe sau de pe fotoliu daca nu se pun franele pe ambele roti spate
8. sistem de blocare / deblocare a suportilor de sprijin al picioarelor in vederea montarii / demontarii acestora
9. banda de sestinere a picioarelor ca acestea sa nu alunece in spate, este demontabila, fixarea este cu benzi velcro (tip arici)
10. roata spate, spate groase, diametrul 24 inch
11. roata fata, diametrul 8 inch
12. suport sprijin talpa
13. suport stanga dreapta pentru sprijin picioare, include si sprijinul pentru talpa 12

## Depliere fotoliu rulant



asezat cu fata catre fotoliu se apasa cu ambele palme simultan in directia indicata in miscarea “a”, pana ce sezutul si spatarul fotoliului s-au intins. Suportii sprijin picioare “12” nu sunt montati pe fotoliu pentru ca acesta sa incapa in ambalajul original. Priviti scaunul cu rotile din fata suportul din stanga va avea sprijinul pentru talpa in partea dreapta iar suportul din partea dreapta are sprijinul de talpa in partea stanga. Fiecare suport pentru picioare are un sistem de fixare si blocare “8”. Suportii pentru picioare se monteaza din lateral pe cei doi pini de ghidare si se aduc in fata pana cand se blocheaza. Cu franele puse, asezati utilizatorul pe fotoliu, coborati suportii de picioare conform miscarii “b” si apoi sprijiniti talpa picioarelor utilizatorului de cei doi suportii. Deblocati franele si incepeti deplasarea.

## Plierea fotoliului rulant



dupa ce utilizatorul a parasit fotoliul rulant, ridicatii suportii de picioare conform “b” , apucati sezutul cu cele doua maini in punctele “a” si ridicati brusc, fotoliul se va plia, este gata pentru depozitare sau pentru transport.

#### **Masuri de siguranta**

- nu va asezati sau ridicati de pe scaunul cu rotile fara sa puneti franele pe rotile din spate, riscati ca fotoliul sa se deplaseze si sa cadeti in gol
- nu depasiti greutatea indicata de fabricant
- nu transportati in fotoliul rulant doua persoane simultan
- nu stationati cu fotoliu pe pante, rampe
- nu coborati pantele cu spatele, riscati va dezechilibrati
- cand coborati de pe fotoliul rulant ridicati intai la verticala suportii pentru talpa, fig.1 pozitia 12, daca va ridicati in picioare pe acesti suporti riscati ca fotoliul sa vina peste dvs. din spate si sa va dezechilibreze
- nu folositi fotoliul rulant pentru transportul materialelor, substantelor, etc
- nu treceti peste obstacole in viteza si forta, cadrul de rezistenta se va deforma, spitele rotilor se vor sparge, evitati obstacolele sau abordati-le perpendicular pe linia obstacolului incercand sa treceti lin, fara socuri, prin ridicare, intai rotile fata si ulterior rotile spate