

Comoda WC mobila, tip RX269 Montaj, utilizare, intretinere

Comoda WC mobila, are doua parti componente, ansamblul spatar "1" si ansamblul sezut "2". Se introduc barele de fixare ale ansamblului spatar in barele de fixare ale ansamblului sezut si se blocheaza cu piesele "3" care trec prin gaurile de fixare ale celor doua componente.



Se ridica bratele "4" si se fixeaza cu partea de sprijin a bratelor (ce capitonata) in pozitie orizontala. Fixarea se face cu sistemul "5", se trage de bila si apoi se elibereaza tija de fixare in gaura pentru fixare. Se iau suportii "6" pentru sprijinul picioarelor, pe fiecare laterala fata, stanga - dreapta, se gasesc tijele "7" pentru fixarea acestor suporti. Dupa aceea se rotesc suportii catre fata comodei pana cand pe fiecare suport este o clapeta cu arc care blocheaza suportul in pozitia de lucru. Partile "6a" de sprijin ale talpilor se ridica la verticala pentru urcarea - coborarea utilizatorului de pe comoda WC, sau sunt lasate la orizontala pentru cat timp utilizatorul sta pe comoda. Banda de sustinere a picioarelor "11" are rolul de a ajuta utilizatorul pentru a mentine picioarele pe suportii

“6a” fara sa alunece in spatele acestora. Aceasta banda este montabila / demontabila prin intermediul benzilor velcro (arici) cu care este dotata.

Pernele “8” si “10” formeaza sezutul propriu-zis, sunt montate pe un schelet metalic si se pot ridica impreuna cu acesta.

Pentru utilizarea pe post de WC se ridica perna “8”, astfel devine accesibil recipientul “9” de colectare a necesitatilor. Acest recipient se deplaseaza orizontala, pe doua glisiere si poate fi extras de sub sezut tragandu-l prin spatele comodei. Extragerea prin spate nu deranjeaza utilizatorul comodei care poate ramane asezat pe aceasta.

Rotile din spate ale comodei au frane “12” pentru blocare. Daca se apasa in jos clapeta franei va bloca roata aceasta ramanand in starea blocat. Daca ridicam clapeta, frana va debloca roata aceasta ramanand in pozitia de rotire libera.

Utilizarea comodei WC mobila

Comoda WC mobila poate indeplini mai multe roluri:

- WC mobil
- scaun pentru sedere, la masa, in fata televizorului, etc
- deplasarea in interiorul casei, utilizatorul este asezat pe comoda si este impins de un asistent

In recipientul pentru colectarea necesitatilor puneti inainte de utilizare un sac menajer din pvc, cu marginile rasfrante peste recipientul de colectare. In interiorul sacului menajer amplasati un strat de hartie igienica cu rol de absorbant al stropilor de urina. Dupa colectare ridicati si inlocuiti sacul menajer cu unul nou pentru o viitoare utilizare.

Masuri de siguranta in utilizare

- pentru orice transfer pe comoda sau de pe comoda puneti franele “12” pe rotile din spate, in caz contrar comoda se poate deplasa
- pentru orice transfer pe sau de pe comoda, coborati suportul “4”, sprijin pentru brate pe partea (stanga / dreapta) pe care doriti sa transferati utilizatorul. Transferul in lateral de pe pat, scaun, fotoliu, este mai simplu de realizat din lateralul comodei, “lipite” de pat, fotoliu, etc
- inainte de a transfera pe sau de pe comoda utilizatorul ridicati sprijinul de picioare “6a”. Daca utilizatorul apasa pe suporti “6a” cu toata greutatea la urcarea sau ridicarea de pe comoda aceasta va bascula sub greutatea utilizatorului venind peste acesta.

Intretinere

In cazuri avansate de murdarie, ridicati intregul sezut, spalati-l cu un detergent lichid, sau cu solutie de sapun si clatiti-l in jet de apa curenta. Lasati-l la uscat departe de surse de caldura. Vasul colector poate fi spalat si dezinfectat cu detergent lichid sau solutie de sapun. Clatiti-l energic in jet de apa curenta si lasati-l la uscat departe de sursele de caldura.

Cadrul metalic al comodei, spatarul, rotile, sprijinul de picioare, in general orice parte componenta se poate sterge cu o carpa moale, se poate folosi un detergent lichid si apoi se sterge cu o carpa uscata. Nu folositi elemente sau substante abarzive pentru curatare.