

Rolator ortopedic cu patru roți Montaj, reglaje, utilizare



Montare mâner de susținere

Cele două mâner de susținere (3) se introduc în locașurile de la partea superioară a scheletului de otel (7). Se alege înălțimea optimă, se aliniază perechea de găuri din schelet cu una din perechile de găuri de pe mâner, se introduce șurubul din interior către exterior prin toate cele 4 găuri, se înșurubează piulița fluture (4), conf figura de mai jos



Înălțimea optimă: utilizatorul în picioare, la verticală, între mânerele de susținere, acestea trebuie să fie poziționate aproximativ în dreptul fiecărei încheieturi de la mâini.

Plierea rolatorului



Se ridică coșul de depozitare (9) și se înlătură, se ridică în sus maneta dispozitivului de blocare (5) și se ține în această poziție, în caz contrar revine și blochează din nou rolatorul. Se apropie prin împingere roțile din spate către cele din față. În acest mod lungimea rolatorului se reduce considerabil fiind pregătit pentru transport sau depozitare.

Deplierea rolatorului

Se îndepărtează roțile din spate față de cele din față la distanța maximă admisă, se apasă în jos maneta mecanismului de blocare (5), se fixează coșul de depozitare pe cele 2 cârlige de susținere. Rolatorul este gata de utilizare. cârlige

Frânele rolatorului

Rolatorul are două frâne (2) câte una pentru fiecare roată din spate, blocându-le prin intermediul sabotilor de frână (8)

Frâna de serviciu

În timp ce împingeți rolatorul cu mâinile sprijinite pe mânerele (1) dacă trageți cu degetele în sus pârghiile frânei (2) acestea vor bloca roțile. Dacă eliberați pârghiile (2) rolatorul va putea fi deplasat din nou

Frâna de siguranță

Dacă staționați o perioadă oarecare de timp, sau dacă doriți să vă așezați pe bancheta (9) rolatorului pentru odihnă, trebuie să asigurați rolatorul să nu se deplaseze accidental. Pentru aceasta apăsați amândouă pârghiile (2) în jos, apare un punct în care efortul trebuie să fie ceva mai intens după care pârghiile (2) rămân în jos iar roțile din spate sunt blocate permanent. Când doriți să vă reluați deplasarea ridicați pârghiile (2), roțile se vor debloca.