
















STADIUL DE VINDECARE	RANA	CLASIFICAREA RANILOR IN CODUL DE CULORI	PROVOCARE	PROCEDURI RECOMANDATE	NIVEL AL EXUDATULUI	PANSAMENTUL POTRIVIT
Tesut necrozat			- îndepărtarea țesutului necrozat - control asupra nivelului de exudat	- hidratarea plăgii		Medisorb G Medisorb F
Plaga deschisa usor necrozata			- debridarea țesutului necrotic	- control asupra nivelului de exudat și asupra temperaturii 35-37° în plagă - ventilarea plăgii - protecție împotriva ranilor mecanice		Medisorb A Medisorb P + Medisorb PPlus Medisorb H
Plaga fara urme de necroza, cu tesut de granulat			- stimularea granulației	- control asupra nivelului de exudat și asupra temperaturii 35-37° în plagă - ventilarea plăgii - protecție împotriva ranilor mecanice		Medisorb A Medisorb P + Medisorb PPlus Medisorb H
Tesut de granulație			- menținerea țesutului de granulație	- menținerea unui mediu umed - stimularea regenerării epidermei - protecție împotriva ranilor mecanice		Medisorb H Medisorb F
Rana infectata			- protecție împotriva infecției - inhibarea infecției	- stoparea procesului de dezvoltare a bacteriilor - control asupra nivelului de exudat		Medisorb SILVER PAD + Medisorb PPlus Medisorb SILVER + Medisorb PPlus