

Fotoliu rulant cu antrenare manuala tip TF909
Parti componente, pliere depliere



1. manere pentru deplasarea fotoliului de catre asistentul utilizatorului
2. spatarul fotoliului, tapiterie lavabila, textura
3. Suport sprijin pentru brate
4. sezutul fotoliului, tapiterie lavabila, in cazuri de murdarie extrema se poate detasa si spala in masina de spalat rufe
5. banda pentru sustinerea picioarelor utilizatorului, este prinsa cu benzi velcro si se poate detasa
6. suport de sprijin al picioarelor, inainte de asezarea utilizatorului sau de ridicarea acestuia de pe fotoliu, **suportii de sprijin picioare se ridica la verticala**, daca

utilizatorul calca direct cu toata greutatea pe acesti suportii, fie fotoliul se rastoarna peste el sau suportii se rup.

7. frane fotoliu, pe fiecare roata, se actioneaza simultan, nu se face nici-un transfer pe sau de pe fotoliu daca **nu se pun franele pe ambele roti spate**
8. roata fata, diametrul 8 inch
9. inele de autotractare atasate rotilor spate, utilizatorul apuca ambele inele si le trage sau impinge determinand deplasarea fotoliului inainte sau inapoi; daca se actioneaza un singur inel fotoliul va coti in aceeași directie, mai clar daca trage de inelul din dreapta fotoliul va vira catre dreapta. roata spate, diametrul 24 inch
10. suport spate, asistentul apasa cu piciorul pe el, fotoliul se ridica usor de la rotile fata pentru a depasi anumite obstacole, borduri, praguri, etc

Depliere fotoliului rulant



asezat cu fata
catre fotoliu se
apasa cu
ambele palme
simultan in directia
indicata "a", dupa
ce sezutul si
spatarul fotoliului
s-au intins, cu
franele
puse, asezati
utilizatorul pe
fotoliu, coborati
suportii de picioare
conform miscarii
"b" si apoi sprijiniti
talpa picioarelor
utilizatorului de cei
doi suporti.
Deblocati franele si
incepeti

deplasarea.

Plierea fotoliului rulant

dupa ce utilizatorul a parasit fotoliul rulant, ridicatii suportii de picioare conform
"a", apucati sezutul cu doua maini in punctele "b" si ridicati brusc, fotoliul se va
plia, este gata pentru depozitare sau pentru transport